

LA TWEEZE

RAPIDE ET INDOLORE NON
INVASIVE FIABLE
EFFICACE

PRINCIPE D'ACTION

Un laser produit un faisceau de lumière très concentrée. La lumière émise par la diode laser est bien absorbée par le pigment contenu dans les follicules des poils. Pendant le traitement, le laser émet une impulsion qui dure une fraction de seconde, suffisamment longue pour **réchauffer le poil et réduire notablement les possibilités de croissance futures du follicule**. Ce procédé permet également de traiter de nombreux follicules simultanément.

La méthode diode avec son très grand spot peut donc être utilisée pour **traiter même des régions étendues du corps, rapidement et efficacement**.

Le refroidissement de la peau joue un rôle clé dans l'intervention. Un refroidissement Peltier de très grande qualité vous permet de **traiter même la peau la plus sensible**. Cet instrument protège et refroidit la couche superficielle de la peau avant, pendant et après chaque impulsion du laser, tout en orientant l'énergie du laser vers la racine du poil.

AVANTAGES

> Sa longueur d'onde (longueur de la pénétration faisceau lumineux dans votre peau) est peu profonde, donc très sécuritaire.

La puissance de l'appareil va générer la

**CHALEUR IDÉALE POUR LA
DESTRUCTION DU FOLLICULE.**

> La combinaison de cette méthode de refroidissement (intégrée dans la pièce à la main) permet un traitement sécuritaire et efficace pour **TRAITER TOUT TYPE DE PEAU**, incluant les peaux bronzées et foncées.

> Son très grand spot permet un **TRAVAIL RAPIDE SUR LES GRANDES ZONES.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE

Type de laser	Laser 808nm Diode
Puissance de sortie	2500 W
Longueur d'ondes	808 nm
Affichage	Écran tactile couleur LCD 10.4 inch
Taille spot	13 x 13 mm et 13 x 39 mm (2 spots)
Largeur d'impulsion	10-1400 ms réglable
Énergie	1-120J/cm ² réglable
La fréquence	0.5-10 Hz
Nombre de tirs garantis	3 millions de tir par pièce à main
Garantie	1 an
CE medical	CE 1023 (couvert par la RCP du medecin)